




**VOZ DIGITAL**  
SOLUÇÕES INTELIGENTES

**MANUAL DO SISTEMA COSMOSS**  
**MÓDULO REGISTRO DE MOVIMENTO DA UNIDADE**



## Capítulo 1 – Acesso ao Sistema

Para acessar o sistema, abra o navegador e digite o seguinte endereço:

<http://www.vozdigital.com.br>

A tela abaixo será exibida. (Fig. 1)

Clique no item do menu superior em *ACESSO SISTEMA (Seta)*




**Fig. 1 – Site Voz Digital**

Depois, o usuário deverá clicar em *COSMOSS (Fig. 2)*



**Fig. 2 – Acesso ao sistema**



**VOZ DIGITAL**  
SOLUÇÕES INTELIGENTES

A tela de Login será apresentada (Fig.3)



**Fig. 3 – Tela de Login**

**\*\*\*Para utilizar o sistema COSMOSS, o usuário deve estar previamente cadastrado. Certifique-se que o seu usuário já está ativo no sistema.**


Informe o usuário e senha na tela de *login*, e clique no botão ENTRAR.



## Capítulo 2 – Acesso ao Registro de Movimento da Unidade

Para ter acesso à tela de Registro de Movimento da Unidade, o usuário possui dois caminhos:

1 – Acessar pela Página Inicial, clicando no ícone *Registrar Atendimentos*.



2 – Acessar pelo menu lateral o item *Movimento*, e depois o item “*Registrar Atendimentos*”





A seguinte tela é apresentada:

Registro de Movimento na Unidade ▶ Cadastro

Opções

Entidade Gerida \*

Para registrar o movimento da Unidade, o usuário deverá seguir os seguintes passos:

- 1 – Selecionar a Unidade Gerida
- 2 – Selecionar o Indicador que será alimentado
- 3 – Escolher um período para lançamento
- 4 – Clicar no Botão **Montar Tela (Máximo 10 dias)**

Registro de Movimento na Unidade ▶ Cadastro

Opções

Entidade Gerida \*

Indicador \*

Data Inicial  Data final



A tela abaixo é apresentada:

Opções

Entidade Gerida \*

Indicador \*

Data inicial  Data final  [Montar Tela \(Máximo 10 dias\)](#)

SubGrupo	21/05		22/05		23/05		24/05		25/05		26/05		27/05	
	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R	P	R
Cardiologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ortopedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dermatologia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Legenda: P => Previsto | R => Registrado

O usuário deverá informar a quantidade de cada meta prevista (**P**) e quantidade de cada meta realizada (**R**).

Após o preenchimento, clicar no botão Salvar (canto direito superior da Tela).

Esse processo deverá ser repetido para cada Indicador da Unidade.